

## خافض خشبي (بدون قطن)

مزج او خلط المواد

مصنوع من البوليسترين وهو قاسي وقابل للكسر. نموذج PP مصنوع من مادة البولي بروبيلين ومرنة وناعمة. هذه الخوافض مقاومة للأحماض والمواد الكيميائية الأكثر شيوعًا في المختبرات.

تُستخدم هذه الخوافض لأخذ العينات البيولوجية أو لخلط العينات ومزجها. تأتي هذه الخوافض في طرازين PP و PS وخالي من القطن. الطول المناسب لهذه الخوافض يسهل أخذ العينات من النقاط التي يصعب الوصول إليها. نموذج PS



العدد داخل العبوة	الابعاد(القطر×الطول)	الوزن	الطراز	كود GS1
٥٠٠	١٥٠ mm × φ ٢/٥ mm	٠/٧ g	قاسي - PS	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٥٥٢
٥٠٠	١٥٠ mm × φ ٢/٥ mm	٠/٧ g	مرن - PP	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٥٦٩



العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتوح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٨٨٥٤٥٩٢٢-٩ الرمز البريدي: ١٥٧٦٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ فاكس: ٢١٨٨٧٦٥٥٦١+٩٨ ٢١٨٨٧٦٤٧١٥٩+٩٨