

## قوالب الانسجة ذات الاستعمال لمرة واحدة

### صنع القوالب وتجهيز بلوكات الانسجة

يتم تصنيع قوالب الانسجة ذات الاستخدام مرة واحدة من شركة P.I.P. في ٦ طرز مختلفة وهي تتميز بتبادل حراري عال ولا تلتصق بالبارافين، مما يلغي العملية المكلفة لتنظيف القوالب المعدنية المتكررة. تعمل الحواف المنحنية والسطح الداخلي الأملس والناعم على تسهيل فصل كتلة البارافين وتحسين عملية التشكيل. تقلل الجدران الجانبية المرتفعة لهذه القوالب

من احتمال تدفق الفائض من البارافين الى خارج قالب أثناء صب القالب، والأبعاد والحواف المعيارية لهذا القالب مناسبة لمعظم بلوكات معالجة الأنسجة. تتمثل قيمة ومزايا قوالب الانسجة من شركة P.I.P. في أنه يمكن استخدامها مرة واحدة دون أي قلق، في حين أن قوتها الهيكلية عالية بما يكفي بحيث يمكن استخدامها عدة مرات.

الابعاد الخارجية	الابعاد التجاوبف الداخلية	الطرز	كود GS1
٥٠ mm x ٣٧ mm x ١١ mm	٧ mm x ٧ mm x ٦ mm	PIP-07	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٠١٣
٥٠ mm x ٣٧ mm x ١١ mm	١٥ mm x ١٥ mm x ٦ mm	PIP-15	٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٩٩٣
٥٠ mm x ٣٧ mm x ١١ mm	٢٤ mm x ٢٤ mm x ٦ mm	PIP-24	٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٩٧٩
٥٠ mm x ٣٧ mm x ١١ mm	٣٠ mm x ٢٤ mm x ٦ mm	PIP-30	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٠٠٦
٥٠ mm x ٣٧ mm x ١١ mm	٣٧ mm x ٢٤ mm x ٦ mm	PIP-37	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٠٢٠
٥٥ mm x ٣٩ mm x ١٨ mm	٣٠ mm x ٢٠ mm x ١٢ mm	PIP-30M	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٢٤٢



العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٨٨٥٤٥٩٢٢-٩ الرمز البريدي: ١٥٧٦٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ فاكس: ٢١٨٨٧٦٤٥٥٦١ +٩٨ ٢١٨٨٧٦٤٧١٥٩ +٩٨