

لوحة تشريح الأنسجة (Dissecting Board)

قطع الأنواع المختلفة من الأنسجة بدقة وسرعة عالية

لوحة تشريح الأنسجة من شركة P.I.P. لديها العديد من المزايا عن الألواح العادية الأخرى، والتي غالبا ما تكون مصنوعة من الزجاج أو المعدن أو البلاستيك. تدفق السوائل على اللوح، وفقدان حدة الشفرات، والتورم، والانحناء مع مرور الوقت من المشكلات الشائعة في الألواح الأخرى، وقد تم حل جميع هذه المشكلات في لوحة P.I.P. للقياس بدقة وقص النسيج على اللوح، يوجد على وجه اللوح محاور المعايرة وتعقيمها.

※ أبدا استخدام الزيلين لتنظيف مجلس تشريح، لأنها سوف تمحو طباعة.

خطوط القياس:

- الطول المحور الأفقي ٢٠ سنتيمتر (٨ إنج)
- الطول المحور العمودي ١٥ سنتيمتر (٦ إنج)
- ٦ دوائر من قطر ٤ مل إلى ١٤ مل (١/٨ إنج إلى ١/٢ إنج)
- مستطيل شبكي ذو الأبعاد ٥ مل (٣٠ × ٤٠ مل)



الأبعاد	GS1 كود
٣٢٠ mm x ٢٨٠ mm x ١٠ mm	٤٢٤٠٨٠٧٥٠٠٧٨١

العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٨٨٥٤٥٩٢٢-٩ الرمز البريدي: ١٥٧٦٤٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ فاكس: ٢١٨٨٧٦٥٥٤٦١ +٩٨ ٢١٨٨٧٦٤٧١٥٩ +٩٨