

## رف التجفيف المخبري

### حمل وتجفيف الحاويات المخبرية

مصنوع من معدن مغلف ومتمين، ذو ٦٥ فرعاً. يمكن استخدام هذا المنتج على المكاتب أو تثبيتها على الجدران.

رف التجفيف المخبري هو أداة مخبرية لتجفيف وحمل الدوايق، الاسطوانات المدرجة والأنابيب وغيرها من الأواني الزجاجية المخبرية. رف التجفيف المخبري من شركة بل ايده آل بارس

- ذات ٦٥ فرعاً
- إمكانية استعمالها لجميع أنواع الدوايق، الاسطوانات المدرجة، البالونات، الأنابيب
- ومختلف انواع الأواني الزجاجية المخبرية
- إمكانية وضعها على الطاولة
- إمكانية تثبيتها على الجدار
- مصنوعة من معدن مغلف ومتمين



الطرز	الابعاد (mm)	كود GS1
٦٥ فروع	٢٢٠ x ٢١٠ x ٦٢٠	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٣٤٤٧

العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٩-٨٨٥٤٥٩٢٢ الرمز البريدي: ١٥٧٦٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ فاكس: ٢١٨٨٧٦٤٥٥٦١ +٩٨ ٢١٨٨٧٦٤٧١٥٩ +٩٨