



خزائن ملفات تخزين الشرائح، كاسيت الأنسجة، و قوالب الأنسجة

تنظيم آمن وأرشفة أنواع العينات المختلفة

في اقسام علم الامراض في المستشفيات والاقسام المختلفة من المختبرات، من المهم جدا فحص أو إعادة تحضير عينة من كتلة نسيجية معينة، لتنظيم العينات وحفظها والحفاظ عليها لمدى

- مقاوم للرطوبة مقارنة بالنماذج المعدنية
- مقاوم للعفن مقارنة بالنماذج الخشبية
- انخفاض الوزن بالمقارنة مع النماذج المعدنية
- عدد الادراج كبير جدا مع ترقيم لتسهيل استرجاع العينات
- القدرة على وضع عدد كبير من الملفات معا
- عدم وجود حواف حادة وخطرة لتجنب الإصابة
- سهولة حركة الدرج
- تلا تسبب اي اضرار للشرائح (بسبب الأخاديد المنظمة)
- مصنوعة من ABS



ملف تخزين الشرائح

- حفظ والارشفة الآمنة للشرائح ذات القياس ٢٦ x ٢٦ ميلي متر
- عدم الاضرار بالشرائح (لوجود الاخاديد المنظمة)



الابعاد الخارجية (mm)	السعة	كود GS1
٥١٠ x ٤٥٨ x ١٣٠	١٢٠٠ شريحة	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٣٠٣

ملف قوالب الانسجة

حفظ وارشفة الأنواع المختلفة لقوالب الانسجة

الابعاد الخارجية (mm)	السعة	كود GS1
٥١٠ x ٤٥٨ x ١٣٠	٥٠٠ قالب نسيجي*	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٢٨٠

* هذا العدد بالنسبة لقوالب الانسجة ذات الضخامة ١/٥ سنتيمتر



ملف كاسيتات معالجة الانسجة

- حفظ وارشفة كاسيتات معالجة الانسجة القياسية

الابعاد الخارجية (mm)	السعة	كود GS1
٥١٠ x ٤٥٨ x ١٣٠	١٥١٢ بلوك معالجة انسجة	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٢٩٧



عربة نقل خزائن الملفات المعدنية

- تنظيم و نقل ملفات تخزين الشرائح بسهولة P.I.P.
- مصنوعة من المعدن مع طلاء الدهان
- لديها عجلات للتحرك

الابعاد (mm)	السعة	كود GS1
٥٥٠ x ٤٥٠ x ١١٥٠	عدد ٣ او ٥ ملفات	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٦٨٦

