



# قاعدة الماصات الاتوماتيكية



العنوان: طهران - شارع استاد مطهری - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدی - رقم البناء ١٢ - الطابق الاول  
الرمز البريدي: ١٥٧٦٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ هاتف: ٩-٨٨٥٤٥٩٢٢ (٠٢١)  
فاكس: ٨٨٧٦٧١٥٩ (٠٢١) و ٨٨٧٦٥٥٦١ (٠٢١) ٠٩١٢٣٣٤٠١٩٧

## قاعدة الماصات الاتوماتيكية اللولبية (ذات ال ٦ فروع)

Rotary micropipette stand (6-clamp)

حمل وترتيب الماصات الاتوماتيكية (الميكروبيبيت)



الاتوماتيكية (الميكروبيبيت) يجعل من السهل تنظيم والوصول إلى الماصات الاتوماتيكية (الميكروبيبيت). مصنوعة من مادة ABS وهي مقاومة لمعظم الاحماض والمواد الكيميائية الشائعة في المختبرات.

قاعدة الماصات الاتوماتيكية (الميكروبيبيت) من شركة P.I.P. اياة مناسبة لترتيب وحمل الماصات الاتوماتيكية. هذه الاداة مقاومة للصدأ ولديها توازن كبير بسبب قاعدتها الكبيرة والثقيلة. كذلك دوران محور قاعدة الماصات

- حمل وتنظيم ٦ ماصات اتوماتيكية
- مناسب لمعظم الماصات الاتوماتيكية (ذات الأحجام والعلامات التجارية المختلفة)
- تحتل مساحة قليلة

الارتفاع	الارتفاع	قطر القاعدة	كود GS1
٦ فروع	٣٤٠ mm	φ ١٥٤ mm	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٨٦٠



## مسند الماصات الاتوماتيكية (ذات ال ٥ مشابك)

Micropipette stand (5-place)

حمل وترتيب الماصات الاتوماتيكية (الميكروبيبيت)



(ذات ال ٥ حفر) مناسب لمعظم الماصات الاتوماتيكية من مختلف الأحجام والعلامات التجارية كما ويوفر القدرة على الاحتفاظ بالماصات الاتوماتيكية متعدد القنوات وذات القناة الواحدة في وقت واحد.

مسند الماصات الاتوماتيكية (الميكروبيبيت) (ذات ال ٥ حفر) من شركة P.I.P. هي أداة مناسبة لترتيب وحمل الماصات الاتوماتيكية. هذا المنتج مقاوم للصدأ وله توازن كبير بسبب أرجله الكبيرة. كما أن مسند الماصات الاتوماتيكية (الميكروبيبيت)

- حمل وتنظيم ٥ ماصات اتوماتيكية
- مناسب لمعظم الماصات الاتوماتيكية (ذات الأحجام والعلامات التجارية المختلفة)
- ذات قدرة على الاحتفاظ بالماصات الاتوماتيكية متعدد القنوات و ذات القناة الواحدة في وقت واحد.
- تحتل مساحة قليلة
- مصنوعة من البلاستيك

الارتفاع	الارتفاع	العرض	الطول	كود GS1
٥ حفر	٢٥٠mm	١٢٥mm	٢٦٠mm	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٢٨١٥

