



Pole Ideal Tajhiz Co.
www.medpit.com

جهاز خلط ميني MS65 خلط السوائل

ملم. تم تصميم الهيكل الخارجي أيضًا للحماية من بقع السوائل. صفيحتها العلوية مصنوعة أيضًا من الألمنيوم المضغوط.

واحدة من السمات الرئيسية لهذا الجهاز هي انخفاض استهلاك الطاقة وصغر حجمها. تم تصميم الجهاز بحيث يتمتع بقدرة خلط عالية، على الرغم من صغر حجمه، يمكنه استيعاب الأواني المختبرية بقطر يصل إلى ٦٥



المواصفات الفنية	
١ W	القدرة القصوى للمزج (الخلط)
٢٥٠ ml	الكمية القصوى للخلط
١٠٠ - ١٨٠٠ rpm	سرعة المزج
٦٠ %	الرطوبة المحيطة القصوى
٤٥٠ g	وزن الجهاز
٢١٠ - ٢٣٠ VAC	جهد الإدخال

قطر صفيحة المزج	الابعاد (الارتفاع×العرض×الطول)	كود المنتج	كود GS1
φ ٦٥ mm	١٢٠ mm × ١٠٥ mm × ٨٦ mm	MS65	٦٢٤٥٧٣٨٠٠١٠٣١



رقم ١٣ ، الوحدة ١١ ، شارع حجة دوست ، شارع جنوب فلسطين ، جادة كيشافارز ، طهران
هاتف: ٨٨٩٩٤٤٨٢-٣ صندوق البريد: ١٤١٦٦٩٤٣٣٤ فاكس: +٩٨ ٢١٨٨٩٩٤٤٨٤

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.