



نونية السرير الصحية (Multiclean Bedpan)

لجمع وإخراج بول وبراز المرضى



يعود تاريخ تصميم نونيات السرير الحالي إلى أوائل القرن العشرين، منذ أكثر من ١٠٠ عام، وقد أدى قدم وعدم كفاءة هذه التصاميم إلى زيادة صعوبة استخدام النونية على كل من المريض والموظفين في المستشفى ومقدمي الرعاية الصحية للمريض. على سبيل المثال، الشعور بالانزعاج والتسبب في الألم والضغط على جسم المريض، وصعوبة استخدامه للنساء، والإفراط في فتح غطاء النونية، والعتيان نتيجة استخدامه (تسبب الإجهاد وعدم الراحة لكل من المريض والممرضين) وصعوبة تخليته وتنظيفه في كل مرة يستعمل بها..... الخ هي بعض الأشياء التي تجعل استخدام هذا النوع من النونيات مزعجاً جداً.

هذه المشاكل غير سارة بشكل خاص ومزعجة، وهي شائعة جداً في البيئة السريرية ولا مفر منها ولها تأثير نفسي سلبي على كل من المريض والممرضين.

نونية السرير الصحية من شركة P.I.P. مع تصميمه المريح والفعال يزيل هذه العيوب ويجعل من السهل على كل من المريض والممرضين استخدامه بسهولة تامة. واحدة من أهم ميزات هذا الجهاز هو أنه لا يختلف بالنسبة للمرضى من الذكور والإناث، والنساء تشعرن بالراحة مثل الرجال عند استخدامه. النونية العادية لا تصنع تغطية بصرية ولا تمنع انتشار

- منع انتشار التلوث والعدوى
- تعقم باستخدام الأوتوكلاف أو باستخدام الطرق الكيميائية
- منع تلوث الأسرة
- السيطرة والتحكم بالمواد التي تفرز من الجسم
- إمكانية وضع كيس جمع الفضلات في النونية
- مصنوع من البولي بروبيلين

- متاح للرجال والنساء
- الحفاظ على الخصوصية الشخصية
- منع الروائح الكريهة
- قابل للفصل بواسطة مجموعة متنوعة من المنظفات
- قابل للفصل بصورة غير آلية
- تمنع من تلوث ظهر المريض

الابعاد	النوع	كود GS1
450 mm x 325 mm x 190 mm	البولي بروبيلين	6260807500972

العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٨٨٥٤٥٩٢٢-٩ الرمز البريدي: ١٥٧٤٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٢٥ فاكس: ٢١٨٨٧٤٥٥٤٦١ +٩٨ ٢١٨٨٧٤٦٧١٥٩ +٩٨