

## الطبق الجراحي البلاستيك كليوي الشكل

وضع المعدات الطبية والمخبرية العامة أو النفايات فيها

بروبيلين، قابلة للتعقيم ومقاومة لمعظم الأحماض والمذيبات المختبرية الشائعة. تبلغ سعتها ٥٠٠ سي سي ويتم صنعها بتصنيفين مختلفين اما بوحدة السي سي (١٠٠ سي سي) او بوحدة الأونصة السائلة (٤ Fl.OZ.).

الطبق الجراحي البلاستيك كليوي الشكل من شركة P.I.P. هذا الطبق كليوي الشكل مناسب للاستخدام في المستشفيات العامة، وغرف العمليات، وغرف الطوارئ، والعيادات، وعيادات الأسنان، وغيرها من المراكز الصحية لوضع المعدات وأنواع النفايات الموجودة بداخلها. الطبق مصنوع من مادة البولي



العدد داخل العبة	الابعاد(mm)	السعة (fl.oz.)	السعة (سي سي)	كود GS1
١٥٠	٢٢٠x١٠٧x٤٦	١٦	٥٠٠	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٧٤٧



العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٩-٨٨٥٤٥٩٢٢ الرمز البريدي: ١٥٧٦٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ فاكس: ٢١٨٨٧٦٥٥٥٦ +٩٨ ٢١٨٨٧٦٤٧١٥٩ +٩٨