

خافض اللسان البلاستيكي (Plastic Tongue Depressor)

معاينة الفم ومزج الأدوية والمراهم

وهذا الامر يسهل رؤيته لداخل الفم. المزيد من القوة والمرونة وغياب الاطراف التي تلحق الضرر بالغشاء المخاطي للفم هي من المزايا الأخرى لهذا الخافض بالمقارنة مع الخوافض الخشبية. يمكن استخدامها أيضًا لمزج المراهم وخلط الأدوية والمزيد غيرها من المواد.

خافض اللسان البلاستيكي ذو الاستعمال لمرة واحدة من شركة P.I.P. مصنوع من البوليسترين في نموذجين أبيض وشفاف، له سطح أملس، حوافه مستديرة و من دون أي رائحة او طعم غير مرغوب به. من المميزات الأخرى التي تميز هذا الخافض عن غيره من الخوافض، هي انحناء جسمه، مما يجعل يد الفاحص ادنى من مستوى سطح فم المريض،



العدد داخل العبوة	الوزن	الابعاد (العرض x الطول)	كود GS1
١٥٠	٦ g	١٥٠ mm x ١٨ mm	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٧٩٨
١٥٠	٦ g	١٥٠ mm x ١٨ mm	٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٣٤٤



العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٩-٨٨٥٤٥٩٢٢ الرمز البريدي: ١٥٧٦٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ فاكس: ٢١٨٨٧٦٥٥٦١ +٩٨ ٢١٨٨٧٦٤٧١٥٩ +٩٨