



روتاميكس



رقم ۱۳، الوحدة ۱۱، شارع حجة دوست، شارع جنوب فلسطين، جادة كيشافارز، طهران

هاتف: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ صندوق البريد: ۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴ فاكس: ۲۱۸۸۹۹۴۴۸۴ +۹۸

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.



روتاميكس PIT090

خط العينات ذات درجات لزوجة مختلفة

أنابيب الاختبار من ١/٥ مل إلى ٥ مل. يعتبر جهاز روتاميكس PIT090 مثاليًا للاستخدام العام في المجالات الطبية والبحثية والصناعية، وما إلى ذلك، مع ميزات مثل القدرة على استخدام مجموعة واسعة من أحجام الأنابيب المخبرية المختلفة، والقدرة على ضبط وقت الدوران وسرعته. كما أن لديه القدرة على وضعها في بيئة باردة واحتضانها في درجات حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٠ درجة مئوية.

جهاز روتاميكس PIT090 هي إحدى الأجهزة المخبرية القياسية لخلط العينات ذات درجات لزوجة مختلفة. يمكن ضبط سرعة دوران الجهاز من ١٠ إلى ٨٠ دورة في الدقيقة، ويمكن للمستخدم سهولة تغيير زاوية دوران صفيحة الجهاز من ٠ إلى ٩٠ درجة. إحدى ميزات هذا الجهاز هي القدرة على توصيل دوارات قرصية مختلفة للأنابيب ذات الأحجام المختلفة، مما يسمح بخلط محتويات



- تصميم أنيق ومريح
- لديه نظام دوران هادئ وبدون ضوضاء
- القدرة على تعديل وقت الدوران والسرعة
- إمكانية التوقف في حالات الطوارئ للصفحة الدوارة (الضغط على مفتاح STOP مرتين على التوالي)
- سلامة الشاشة ضد تسرب السوائل المحتملة

المواصفات الفنية	نطاق سرعة الدوران
١٠-٨٠ rpm	نطاق زاوية صفيحة الدوران
٠ - ٩٠ °	الجهد
٢١٠-٢٣٠ V	التردد
٥٠ Hz	القوة القصوى
١٠ W	شاشة العرض
LCD	نطاق الموقت
٩٩:٥٩: ٥٩"	درجة حرارة المحيط المسموح بها
٥-٤٠ °C	الرطوبة النسبية القصوى المسموح بها
٪٨٠	الوزن التقريبي
٦/٥ Kg	

GS1 كود	كود المنتج	ابعاد الجهاز
٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٤٣٠	PIT090	٢٢٥ mm × ١٨٨ mm × ٢٥٠ mm

صفائح دورانية متنوعة		القدرة على تعديل المدة الزمنية للدوران	
حوامل متعددة للأنايب المتنوعة		القدرة على تعديل سرعة الدوران	
الحركة الدورانية		القدرة على تعديل زاوية الدوران	

الدورات القرصية

يحتوي جهاز روتاميكس PIT090 على ٨ دوائر قرصية لحمل الأنايب المخبرية ذات السعة من ١/٥ مل إلى ٥٠ مل.


نوع المشبك	كود المشبك	الأنيوب المناسب/السعة	كود الدوار	كود GS١
معدن	-	١/٥ ميلي لتر / ٦٠ عدد	CR60	٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٥٣٩
معدن	-	١٥ ميلي لتر / ١٦ عدد	CR16	٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٥٤٦
معدن	-	٥٠ ميلي لتر / ٨ عدد	CR8	٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٥٥٣
بلاستيك	C10	١/٥ ميلي لتر / ٣٦ عدد	DS10P	٦٢٦٥٧٣٨٠٠١٠٠٠
بلاستيك	C12	٥ ميلي لتر / ٢٤ عدد	DS12P	٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٩٩٧
بلاستيك	C16	١٥ ميلي لتر / ١٢ عدد	DS16P	٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٩٨٠
بلاستيك	C25	٣٠ ميلي لتر / ١٢ عدد	DS25P	٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٩٧٣
بلاستيك	C28	٥٠ ميلي لتر / ١٢ عدد	DS28P	٦٢٦٥٧٣٨٠٠٠٩٦٦



CR8



CR16



CR60



DS28P



DS25P



DS16P



DS12P



DS10P



روتاميكس PIT180

خلط العينات ذات درجات لزوجة مختلفة



روتاميكس PIT180 مثاليًا للاستخدام العام في المجالات الطبية والبحثية والصناعية، وما إلى ذلك، مع ميزات مثل القدرة على استخدام مجموعة واسعة من أحجام الأنابيب المخبرية المختلفة، والقدرة على ضبط وقت الدوران وسرعته. كما أن لديها القدرة على وضعها في بيئة باردة واحتضانها في درجات حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٠ درجة مئوية.

جهاز روتاميكس PIT180 هي إحدى الأجهزة المخبرية القياسية لخلط العينات ذات درجات لزوجة مختلفة. يمكن ضبط سرعة دوران الجهاز من ١٠ إلى ٨٠ دورة في الدقيقة. إحدى ميزات هذا الجهاز هي القدرة على توصيل دوارات مربعة مختلفة للأنابيب ذات الأحجام المختلفة، مما يسمح بخلط محتويات أنابيب الاختبار من ١/٥ مل إلى ٥٠ مل. يعتبر جهاز



- تصميم أنيق ومريح
- لديه نظام دوران هادئ وبدون ضوضاء
- القدرة على تعديل وقت الدوران والسرعة
- إمكانية التوقف في حالات الطوارئ للصفحة الدوارة (الضغط على مفتاح STOP مرتين على التوالي)
- سلامة الشاشة ضد تسرب السوائل المحتملة

المواصفات الفنية	نطاق سرعة الدوران
١٠-٨٠ rpm	الجهد
٢١٠-٢٣٠ V	التردد
٥٠ Hz	القوة القصوى
١٠ W	شاشة العرض
LCD	نطاق الموقت
٩٩:٥٩: ٥٩"	درجة حرارة المحيط المسموح بها
٥-٤٠ °C	الرطوبة النسبية القصوى المسموح بها
% ٨٠	الوزن التقريبي
٨ Kg	


ابعد الجهاز	كود المنتج	كود GS١
٥٢٠ mm × ٢٢٥ mm × ٢٥٠ mm	PIT180	٤٢٦٥٧٣٨٠٠٠٤٤٧

الدورات المربعة

يحتوي جهاز روتاميكس PIT180 على ١٦ دوائر مربعة الشكل لحمل الأنابيب المخبرية ذات السعة من ١/٥ مل إلى ٥٠ مل.



نوع المشبك	كود المشبك	الأنبوب المناسب/السعة	كود الدوار	كود GS١
معدن	-	١/٥ ميلي لتر/ ٤٨ عدد	SH48	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٥٦٠
معدن	-	١٥ ميلي لتر/ ٢٤ عدد	SHM24	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٥٧٧
معدن	-	٥٠ ميلي لتر/ ٢٤ عدد	SHL24	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٥٨٤
معدن	-	١/٥ ميلي لتر/ ٣٢ عدد	SV32	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٥٩١
معدن	-	١٥ ميلي لتر/ ١٦ عدد	SVM16	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٠٧
معدن	-	٥٠ ميلي لتر/ ١٦ عدد	SVL16	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦١٤
بلاستيك	C10	١/٥ ميلي لتر/ ٦٤ عدد	SH10P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٢١
بلاستيك	C10	١/٥ ميلي لتر/ ٣٢ عدد	SV10P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٢٦
بلاستيك	C12	٥ ميلي لتر/ ٢٤ عدد	SH12P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٣٨
بلاستيك	C12	٥ ميلي لتر/ ١٦ عدد	SV12P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٤٣
بلاستيك	C16	١٥ ميلي لتر/ ٢٤ عدد	SH16P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٤٥
بلاستيك	C16	١٥ ميلي لتر/ ١٦ عدد	SV16P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٥٠
بلاستيك	C25	٣٠ ميلي لتر/ ٢٤ عدد	SH25P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٥٢
بلاستيك	C25	٣٠ ميلي لتر/ ١٦ عدد	SV25P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٥٦
بلاستيك	C28	٥٠ ميلي لتر/ ٢٤ عدد	SH28P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٦٩
بلاستيك	C28	٥٠ ميلي لتر/ ١٦ عدد	SV28P	٤٢٤٥٧٣٨٠٠٠٦٧٣



SHL24



SHM24



SH48



SVL16



SVM16



SV32



SH28P



SH25P



SH16P



SH12P



SH10P



SV28P



SV25P



SV16P



SV12P



SV10P