

حاوية عينة البراز ذات الملاعة (Stool Container with Spoon)

حفظ وحمل عينات البراز



أخذ العينات والاستخدام المريح للملاعة. تم تصميم هيكل العلبة أيضًا ليتم وضع المصقات لتسميته بسهولة. يتم إنتاج علب عينات البراز ذات الملاعة من شركة P.I.P. من مادتي البولي بروبيلين أو البولي إيثيلين.

حاويات عينات البراز ذات الاستعمال لمرة واحدة من شركة P.I.P. مصممة لسهولة استخدام المريض ومتوفرة بسعيتين ١٥ و ٣٠ مل مع غطاء ضاغط وغطاء لولبي. غطاء وملاعة العلبة تصنع بطريقة مدمجة بحيث لا يتم إدراج الملاعة في وسط الغطاء، مما يسهل عدم لمس العينة عند

كود GS١	الطرز	السعة	الابعاد(قطرالفوهة>عمقالعلبة)	الطول الملاعة	نوع الغطاء	العدد داخل الكرتونة
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٣٥٤	صغير	١٥ ml	٢٥ mm × φ ٣٢ mm	٢٢ mm	ضاغط	٣٥٠٠
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٣٤٧	كبير	٣٠ml	٣٢ mm × φ ٤٠ mm	٣٢ mm	لولبي	١٦٠٠



العنوان: طهران - شارع استاد مطهري - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدي - رقم البناء 12 - الطابق الاول

هاتف: ٩-٨٨٥٤٥٩٢٢ الرمز البريدي: ١٥٧٦٦٣٥٧١٤ صندوق البريد: ٩٤٨٣-١٥٨٧٥ فاكس: ٢١٨٨٧٦٤٥٥٦١ +٩٨ ٢١٨٨٧٦٤٧١٥٩ +٩٨