




عاصبة



العنوان: طهران - شارع استاد مطهری - بعد شارع مفتح - شارع جهانتاب - شارع نقدی - رقم البناء ۱۲ - الطابق الاول
الرمز البريدي: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق البريد: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵ هاتف: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ (۰۲۱)
فاكس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱) ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷



يفتح بيد واحدة



عاصبة تثبيت الوريد (Fix Vein Tourniquet)

سهولة اخذ عينات الدم الوريدية ومنع انزلاق الوريد


تتمثل إحدى المشكلات التي يواجهها العاملون الصحيون بانزلاق الاوعية الدموية للمريض وذلك غالبًا عند أخذ عينات الدم وعند الحقن الوريدي للمريض، وخاصة في كبار السن أو الأطفال. عاصبة تثبت الوريد من شركة P.I.P. مصمم للحفاظ على الوريد ثابتًا أثناء اخذ عينات الدم أو الحقن الوريدي ومنع انزلاق الوريد. بسبب انحناء الموجود في تصميم عاصبة التثبيت الوريدي، لا يتم منع تدفق الدم في الوعاء الدموي ولا يتم تنشيط نظام التخثر، كما هو الحال في الاحزمة

عرض الشريط	الطول الشريط	كود GS1
٢٥ mm	٤٥٠ mm	٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٤٨١

عاصبة اخذ عينات الدم (Tourniquet)

سهولة اخذ عينات الدم الوريدية

تصميم عاصبة اخذ عينات الدم من شركة P.I.P. (المؤلف من قفل وشريط) يجعله مميزا عن باقي الاحزمة الاخرى. لقد تم تصميم هذا المنتج بطريقة حيث يمتلك قفل ويفتح فقط بضغط زر. يتكون جسم وأجزاء عاصبة اخذ عينات الدم من ABS و POM وهي متينة وذات جودة عالية.



يفتح بيد واحدة



الطراز اطفال



الطراز كبيرسال

العدد داخل العلبه	عرض الشريط	الطول الشريط	الطراز	كود GS1
١	٢٥ mm	٥٠٠ mm	الكبار	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٥٥٧٦
١	١٣ mm	٣٣٠ mm	الاطفال	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٨٢٨
٢	١٣ mm	٣٣٠ mm	الاطفال	٦٢٦٠٨٠٧٥٠٣٤٦١