



Pole Ideal Tajhiz Co.
www.medpit.com

الخلاطة الدوامية

خلط كميات صغيرة من العينات في المختبر

المركزي، وأنابيب ابندورف، وبصفة عامة جميع الأنابيب التي يبلغ قطرها الأقصى ٣٠ مم في هذه الجهاز. حركة هذا الجهاز حركة مدارية وتدور بسرعة ٢٦٠٠ دورة في الدقيقة. أيضا، تصميمها وهيكلها يجعلها مقاومة لمعظم الأحماض والمواد الكيميائية الموجودة عادة في المختبرات.

من المميزات الرئيسية لجهاز الخلاطة الدوامية من شركة P.I.T. إنها ذات حاجة الى طاقة منخفضة و هي ذات حجم صغير ومصممة للعمل عن طريق الضغط بواسطة الأنابيب على الجزء العلوي من الجهاز. يمكن استخدام أنواع مختلفة من الأنابيب مثل أنابيب أخذ العينات، وأنابيب جهاز الطرد



مداري	نوع الحركة	المواصفات الفنية
φ ٤/٥ mm	نطاق الحركة المدارية	
١٠٠ g	الوزن المسموح به (مع الأنوب)	
٢٦٠٠ rpm	السرعة الثابتة	
+٥ +٤٠ °C	درجة حرارة المحيط المسموح بها	
بدون مفتاح (عن طريق ضغط الأنوب في مكانه على الجهاز)	كيفية عمل الجهاز	
٥٠ Hz	التردد	
٨٠٠ g	الوزن	

الابعاد (الارتفاع × قطر القاعدة)	كود المنتج	GS١ كود
φ ١٠٥ mm × ٩٠ mm	LD8809	٦٢٤٥٢٣٨٠٠٠٥٠٨

رقم ١٣ ، الوحدة ١١ ، شارع حجة دوست ، شارع جنوب فلسطين ، جادة كيشافارز ، طهران

فاكس: ٢١٨٨٩٩٤٤٨٤ +٩٨

صندوق البريد: ١٤١٦٦٩٤٣٣٤

هاتف: ٨٨٩٩٤٤٨٢-٣

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.